

Instrukcja obsługi — LIVE SLIT LAMP PIC v1.3.3

PL Wersja polska

Do czego służy program?

Program **LIVE SLIT LAMP PIC** został stworzony do współpracy z **lampami szczelinowymi okulistycznymi**, które mają możliwość zapisywania zdjęć do wybranego folderu – lokalnie lub w sieci.

Program automatycznie wykrywa nowe pliki w obserwowanych folderach i pokazuje je na ekranie. Dzięki temu lekarz może **na bieżąco oglądać zdjęcia pacjentów** bez ręcznego odświeżania.

Jak działa?

* W trybie **START** program co kilka sekund sprawdza, czy w katalogu pojawiło się nowe zdjęcie.

* Najnowsze zdjęcie automatycznie ładowane się w **prawym oknie podglądu**.

* Po lewej stronie widoczna jest lista miniatur ostatnich zdjęć, które można przeglądać ręcznie.

Jak uruchomić?

1. Otwórz folder programu i kliknij ikonę, aby go uruchomić.

2. (Opcjonalnie) wrzuć plik **eye.ico** obok programu – pojawi się wtedy ikona okna.

3. W menu **Settings** dodaj folder (lokalny lub sieciowy), do którego lampa szczelinowa zapisuje zdjęcia.

Co widzisz w oknie?

* **Lewa kolumna** – miniatury zdjęć (najświeższe na górze). Kliknij, aby obejrzeć.

* **Prawa kolumna** – duży podgląd zaznaczonego zdjęcia.

* **Górny pasek** – liczba zdjęć i przełącznik `Today only` (pokaż tylko dzisiejsze).

* **Dolny pasek** z przyciskami:

* **START** – włącz automatyczne sprawdzanie i ładowanie nowych zdjęć,

* **STOP** – wyłącz automatyczne sprawdzanie,

* **Settings** – ustawienia programu (foldery, parametry),

* **Open latest** – natychmiast pokaż najnowsze zdjęcie,

* **Quit** – zamknij program.



Obsługa krok po kroku

- * **Kliknij miniaturę** po lewej – pojawi się duży podgląd po prawej.
- * **Dwuklik** – otworzy zdjęcie w standardowej przeglądarce systemowej.
- * **Kółko myszy** – przybliżanie i oddalanie zdjęcia.
- * **Przeciągnij zdjęcie** (LPM) – przesuwanie powiększonego obrazu.
- * **Skróty klawiszowe**:
 - * ↑/↓ – zmiana zdjęcia,
 - * PgUp/PgDn – przewijanie listy miniatur,
 - * Home/End – najstarsze/najnowsze zdjęcie,
 - * Spacja – włącz/wyłącz tryb automatycznego odświeżania.

Ustawienia

W menu **Settings** możesz:

- * wskazać foldery, z których zdjęcia mają być wczytywane (np. folder sieciowy lampy szczelinowej),
- * określić, ile ostatnich zdjęć ma być widocznych (np. 20),
- * ustawić czas automatycznego odświeżania (np. co 5 sekund),
- * wybrać jakość zdjęć w miniaturach i podglądzie.

GB English version

What is this program for?

****LIVE SLIT LAMP PIC**** is designed to work with ****ophthalmic slit lamps**** that can save photos to a chosen folder – locally or over the network.

The program automatically detects new files in watched folders and displays them on screen. This allows the doctor to ****instantly view patient photos**** without manual refreshing.

How does it work?

* In ****START**** mode the program checks every few seconds if a new photo has appeared in the folder.

* The newest photo is automatically shown in the ****right preview window****.

* The ****left panel**** shows thumbnails of the latest photos for manual browsing.

How to start?

1. Open the program folder and click the icon to run it.
2. (Optional) place the ****eye.ico**** file next to the program – the window will display this icon.
3. In ****Settings****, add the folder (local or network) where the slit lamp saves its images.

What do you see in the window?

* ****Left panel**** – photo thumbnails (newest on top). Click to view.

* ****Right panel**** – large preview of the selected photo.

* ****Top bar**** – number of photos and the `Today only` toggle.

* ****Bottom bar**** with buttons:

* ****START**** – enable automatic checking and loading of new photos,

* ****STOP**** – disable automatic checking,

* ****Settings**** – program settings (folders, parameters),

* ****Open latest**** – instantly show the newest photo,

* ****Quit**** – close the program.

Step by step usage

* ****Click a thumbnail**** on the left – the large preview appears on the right.

* ****Double-click**** – opens the photo in the system's default viewer.

* **Mouse wheel** – zoom in and out.

* **Drag the photo** (left mouse button) – move the zoomed image.

* **Keyboard shortcuts**:

* ↑/↓ – switch between photos,

* PgUp/PgDn – scroll the list of thumbnails,

* Home/End – jump to oldest/newest photo,

* Space – toggle automatic refresh on/off.

Settings

In the **Settings** menu you can:

* select folders where photos are saved (e.g. the slit lamp's network folder),

* define how many of the latest photos should be visible (e.g. 20),

* set the auto-refresh interval (e.g. every 5 seconds),

* choose the quality of thumbnails and preview images.
